

LDB30

Опорные держатели



LDB30AB



LDB30C



LDB30D



LDB30E

Преимущества серии

- Материал алюминиевый сплав 6061-T6.
- Высота 31, 61, 91 и 121 мм.







Описание серии

Многофункциональные держатели предназначены для оптических систем, которые не требуют высокой точности, но должны быть быстро закреплены. LDB30 относятся к опорным устройствам для каркасных оптических систем. Они обеспечивают надежное соединение стержней с оптической плитой или другой поверхностью на фиксированной высоте центральной оптической оси.

Параметры модели



Модель	LDB30A	LDB30B	LDB30C	LDB30D	LDB30E
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6				
Обработка поверхности	Черное анодирование				
Высота, мм	31	31	61	91	121

Чертеж LDB30B



DRAWING PROJECTION		OMTOOLS	
REV	A0	LDB30B	
DRAWN	TODD		
DATE	2020/10/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.02kg	3:2

Чертеж LDB30C



Чертеж LDB30D

