



SPYZ100

Ручные линейные трансляторы



SPYZ100L



SPYZ100R

Преимущества серии

- Направляющая с поперечными роликами имеет высокую грузоподъемность, износостойкость и чувствительность.
- Изготовлены из алюминиевого сплава с черным анодированием, подходят для научных экспериментов по оптике и других областях, требующих высокой точности ручной настройки.
- Положение регулирующего винта: слева или справа.
- Диапазон перемещения 25 мм, размер платформы 100 x 100 мм.
- Общая толщина 20 мм, максимальная горизонтальная нагрузка 15 кг, максимальная вертикальная нагрузка 10,5 кг.

Описание серии

Сверхточные ручные линейные трансляторы серии SPYZ изготовлены из алюминиевого сплава с черным анодированием. Обладают высокой чувствительностью (менее 2 мкм) и компактным размером. В серии используются направляющие с поперечными роликами, приводятся в движение микрометрическим винтом. Платформы могут использоваться для перемещения по осям Y и Z.

Отличающиеся параметры моделей

Модель	SPYZ100L	SPYZ100R
Положение привода	Левый	Правый




Основные параметры

Основной материал и обработка поверхности	Алюминиевый сплав с черным анодированием	Параллелизм движения, пм	< 10
Направляющая	Поперечная роликовая	Отклонение, "	< 25
Диапазон перемещения, мм	25	Горизонтальная нагрузка, кг	15
Размер платформы, мм	100 x 100	Вертикальная нагрузка, кг	10,5
Толщина платформы, мм	20	Масса, кг	0,7
Цена деления, мм	0,01	Совместимость с монтажной платой-адаптером	OMLA03
Чувствительность, пм	< 2	Совместимость с адаптером по оси Z	OMLA06B
Параллелизм, пм	< 30		

Аксессуары

- OMLA03 – Адаптер, 100 x 150 x 10 мм, совместим с SPYZ100L, SPYZ100R.
- OMLA06B – Адаптер, 70 x 100 x 125 мм, совместим с SPYZ100L, SPYZ100R.

Чертеж SPYZ100L



E	DRAWING PROJECTION					
	REV	A0	SPYZ100L 手动位移台			
	DRAWN	HSY				
	DATE	2021/8/5	WEIGHT	SCALE		
	NOT FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.49kg	10:23		

Чертеж SPYZ100R

