

OMJC70A

Регулируемые держатели цилиндрических элементов



Преимущества серии

- Прочный и надежный корпус из алюминиевого сплава 6061-T6.
- Идеально подходят для установки цилиндрических элементов $\varnothing 25 - 65$ мм.
- Угол регулировки по тангажу и рысканию $\pm 3^\circ$ обеспечивает высокую точность настройки.
- Возможность регулировки расстояния между креплениями в диапазоне от 25 до 100 мм.

Описание серии

Регулируемые держатели цилиндрических элементов серии OMJC70A используются для компонентов оптических систем цилиндрической формы, в том числе лазеров. Диаметр регулируется с помощью регулировочных винтов, что позволяет фиксировать компоненты $\varnothing 25-65$ мм, а также компоненты с переменным диаметром. Диапазон регулировки угла составляет $\pm 3^\circ$, что позволяет производить настройку направления лазерного излучения. Основание оснащено резьбовыми отверстиями M4 и M6, а также резьбовым отверстием M6 в центре, что позволяет использовать держатель как самостоятельную оптомеханическую единицу или устанавливать на оптические плиты.

Основные параметры OMJC70A

Диаметр креплений, мм	25 – 65	Диапазон регулировки углов, °	± 3
Расстояние между креплениями, мм	25 – 100	Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6

Чертеж OMJC70A

