

SPYC25


Ручные линейные трансляторы



SPYC25L50



SPYC25L70



SPYC25L100



SPYC25L150

Преимущества серии

- Направляющая типа «ласточкин хвост».
- Большой выбор диапазона перемещения.
- Высокая грузоподъемность.
- Реечная передача, высокая скорость регулировки.
- Оснащен шкалой, удобное и быстрое считывание.
- Функция блокировки, высокая стабильность.
- Компактные размеры платформы 25 x 42 мм.
- Толщина 24 мм.
- Горизонтальная нагрузка до 3 кг.

Описание серии

Ручные линейные трансляторы серии SPYC оснащены направляющей типа «ласточкин хвост» и изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава с черным анодированием. Трансляторы обладают большой грузоподъемностью, высокой скоростью регулировки. Сбоку есть шкала и функция блокировки с хорошей стабильностью. Монтажные отверстия со стандартным шагом распределены по платформе и основанию, что удобно для установки и комбинирования с другими компонентами.

Отличающиеся параметры моделей

Модель	SPYC25L50	SPYC25L70	SPYC25L100	SPYC25L150	SPYC25L200
Длина, мм	50	70	100	150	200
Диапазон перемещения, мм	30	50	80	130	180
Масса, кг	0,11	0,12	0,15	0,19	0,24






Основные параметры

Направляющие	Типа «ласточкин хвост»	Привод	Реечный
Материал	Алюминиевый сплав Черное анодирование	Положение привода	Боковой
Размер платформы, мм	25 x 42	Горизонтальная нагрузка (кг)	3
Толщина платформы, мм	26	Совместимость с монтажной платой-адаптером	OMLA06
Цена деления, мм	0,1		

Аксессуары




- OMLA06 – Адаптер, 60 x 65 x 10 мм, совместим с SPYC25L50, SPYC25L70, SPYC25L100, SPYC25L150, SPYC25L200.

Чертеж SPYC25L50





DRAWING PROJECTION				OMTOOLS			
REV	A0	SPYC25-L50					
DRAWN	HSY						
DATE	2020/7/13	WEIGHT	SCALE				
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		kg	1:1				

Чертеж SPYC25L70






CLEARANCE BORE FOR USE WITH
M2 CAP SCREW
M3 X 0.5 MOUNTING THRU HOLE
12 PLACES





DRAWING PROJECTION				OMTOOLS	
REV	A0	SPYC25-L70			
DRAWN	HSY				
DATE	2020/7/13	WEIGHT	SCALE		
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		kg	1:1		

Чертеж SPYC25L100





CLEARANCE BORE FOR USE WITH
M2 CAP SCREW
M3 X 0.5 MOUNTING THRU HOLE
12 PLACES



DRAWING PROJECTION				OMTOOLS	
REV	A0	SPYC25-L100			
DRAWN	HSY				
DATE	2020/7/13	WEIGHT		SCALE	
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		kg		1:1	

Чертеж SPYC25L150



Чертеж SPYC25L200

