

OMTD25H

Держатель оптики



Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Диаметр оптики 25,4 мм.
- Фиксация оптического элемента с помощью винта с нейлоновым наконечником.

Описание

Держатель оптики OMTD25H используется для крепления круглых оптических компонентов Ø25 мм. Может быть установлена на круглые монтажные пластины OMTD25C и OMTD25G. В держателе для надежной фиксации оптических элементов используются установочные винты с нейлоновым наконечником и стопорное кольцо, что позволяет избегать царапин на поверхности оптики. Нижняя часть зажимного основания оснащена отверстиями для позиционирующих штифтов, которые можно точно закрепить на платформе монтажной пластины. В комплект входят винты с шестигранной головкой М3.

Параметры модели

Модель	OMTD25H
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Обработка поверхности	Черное анодирование
Диаметр оптики, мм	25,4
Минимальная толщина оптики, мм	3
Способ фиксации	Винты с нейлоновым наконечником

Чертеж OMTD25H

