

OMTD50E

Монтажная пластина



Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Совместима с кубом OMTD50D.
- Совместима с 60-мм каркасными системами.

Описание серии

Монтажные пластины OMTD50E совместимы с кубами OMTD50D. В центре пластины находится винт М8 с нейлоновым наконечником, который регулируется шестигранным ключом на 4 мм.

Основные параметры

Модель	OMTD50E
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Поверхностная обработка	Черное анодирование
Внешние размеры, мм	76 x 76 x 7,5
Диаметр отверстия, мм	63,50
Уплотнитель	Кольцо Dingqing

Чертеж OMTD50E

