

OMGM0304

Юстировочная мишень



Преимущества серии

- Материал - Алюминиевый сплав 7075-T6.
- Быстросъемное устройство для юстировки луча.
- Совместимо с 30-мм каркасной системой.
- Пропускающее отверстие $\varnothing$ 0,9мм.

Описание серии

Юстировочная мишень от OMTOOLS совместима с 30-мм каркасной системой. Предназначена для быстрого выравнивания луча, используется для систем с видимым спектром излучения.

Мишень изготовлена из анодированного алюминия, на каждой имеется центральное отверстие, выгравированные кольца и шкала с ХУ-осями. Это обеспечивает удобство при выравнивании пучка и упрощает процесс коллимации, позволяя достичь наилучшего визуального результата.

Центральное отверстие облегчает наблюдение за положением сфокусированного пучка и позволяет ему проходить непосредственно через экран в точке фокусировки. Перемещая мишень по каркасной системе вдоль траектории пучка, можно наблюдать за его положением для определения их сонаправленности.

Параметры модели

Модель	OMGM0304
Материал	Алюминиевый сплав 7075-T6
Диаметр центрального отверстия, мм	0,9
Совместимый диаметр стержней, мм	6
Размеры, мм	37 x 41 x 1,3

Чертеж OMGM0304

