

ОМКУ

Воздушные компрессоры



Преимущества серии

- Низкий уровень шума ≤ 65 дБ.
- Качественный корпус и отсутствие смазочных материалов.
- Чистый и стабильный воздушный поток.
- Низкое энергопотребление, автоматическое включение и выключение.
- Длительный срок службы за счет уникальной технологии производства.
- Система сменных фильтров обеспечивает сухость и чистоту воздуха на выходе из компрессора.
- Антикоррозийное покрытие внутренних элементов.
- Простое и удобное управление.

Описание серии

Воздушные компрессоры серии **ОМКУ** обладают превосходными эксплуатационными характеристиками, стабильной производительностью, безопасностью и долговечностью. Совместимы со всей линейкой столов и платформ с пневматической виброизоляцией **OMTOOLS**.


Параметры моделей

Модель	Мощность, Вт
ОМКУJ01A	550
ОМКУJ02A	600

Основные параметры

Давление воздуха, МПа	0,7
Источник питания	AC 220 В
Диаметр выходной трубки, мм	8

Чертеж ОМКУ01



Чертеж ОМКУ02

