

OMLB

Переходные пластины-адаптеры



Преимущества серии

- Покрытие из черного анодированного алюминия – износостойкое и тактильно приятное.
- Позволяют свести к минимуму воздействие на оптическую систему за счет уменьшения поверхностного отражения.
- Обеспечивает легкий монтаж моторизованных позиционеров между собой или на оптическом столе.


Описание серии

Переходные пластины OMTOOLS подходят для моторизованных позиционеров и подъемных платформ, часто используются для соединения стандартных оптических платформ со стандартными крепежными отверстиями.


Параметры моделей

Модель	Размер, мм	Материал	Обработка поверхности	Применимые изделия
OMLB01	65 x 90 x 10	Алюминиевый сплав 6061-T4	Черное оксидированное покрытие	ELPC8
OMLB02	150 x 190 x 10	Алюминиевый сплав 6061-T6		ELPC20
OMLB03	200 x 240 x 10	Алюминиевый сплав 6061-T4		ELPC30, ELPC50
OMLB04	92 x 117 x 10			OMDA60
OMLB05	90 x 90 x 10			Серия OMSC40
OMLB06	90 x 110 x 8			Серия OMSC60
OMLB07	60 x 110 x 8			OMSC60-50
OMLB08	125 x 170 x 9			OMSC8050, OMSC10050, OMSC12580


Чертеж OMLB01




Чертеж OMLB02




Чертеж OMLB03




Чертеж OMLB04




Чертеж OMLB05



Чертеж OMLB06



Чертеж OMLB07



Чертеж OMLB08

