


HGZZ-T

Подлокотники



Описание серии

Подлокотники серии **HGZZ-T** устанавливаются на защитный ограничитель серии **HGZZ-F** и могут двигаться вдоль всей длины столешницы. Снизу подлокотник оснащен ручкой для фиксации, а сверху мягкой подушкой для поддержки. Делает комфортнее работу с микроскопами или другим точным оборудованием, снижая утомляемость при длительной работе с оборудованием.

Параметры моделей

Модель	Размеры, мм	Масса, кг
HGZZ0606P	250 x 100	2

Чертеж HGZZ-T

