

OMLA

Переходные пластины-адаптеры



Преимущества серии

- Высокопрочный материал из алюминиевого сплава 6061-T4 с точной обработкой и черным анодированием.
- Минимизирует воздействие на оптическую систему путем уменьшения вибраций поверхности.
- Обеспечивает соединение между стандартными ручными позиционерами OMTOOLS.


Описание серии

Переходные пластины OMTOOLS подходят для ручных позиционеров и подъемных платформ, часто используются для соединения стандартных оптических платформ с крепежными отверстиями.


Отличающиеся параметры моделей

Модель	Размеры, мм	Совместимость
OMLA01	65 x 100 x 10	SPYD40, SPYD60, OMHB40, OMHB60
OMLA02	80 x 125 x 10	SPYD80
OMLA03	100 x 150 x 10	SPYD100
OMLA04	125 x 175 x 10	SPYD125
OMLA05	125 x 175 x 10	OMHB125A, OMHB125B, OMHB125C
OMLA06	60 x 65 x 10	SPYC25L50, SPUC25L70, SPYC25L100, SPYC25L150, SPYC25L200
OMLA07	65 x 120 x 10	SPYC4040, SPYC4060, SPYC4090, SPYC40L100, SPYC40L150
OMLA08	65 x 220 x 10	SPYC40L200, SPYC40L250, SPYC40L300
OMLA11	42 x 60 x 10,3	OMHRF32, OMFG06, HFA-R, HFS-XYZRL, HFS-XYZRR


Чертеж OMLA01




Чертеж OMLA02




Чертеж OMLA03




Чертеж OMLA04




Чертеж OMLA05




Чертеж OMLA06




Чертеж OMLA07




Чертеж OMLA08



Чертеж OMLA11



DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMLA11 OMLA系列转接板	
DRAWN	TODD		
DATE	2022/7/28	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.04kg	8:5