

LBB17

Держатель оптики



Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Диаметр оптики — 25,4 мм.
- Совместим с 30-мм каркасной системой.
- Держатель может быть установлен без полной разборки каркасной системы.

Описание серии

Держатель предназначен для крепления круглой оптики в 30-мм каркасную систему. Центральное отверстие с резьбой SM1 совместимо с оптико-механическими компонентами, а также с 30-мм системами. Держатель оснащен специальными защелками, благодаря которым держатель может быть установлен без разбора каркасной системы. Устройство фиксируется с помощью винтов с шестигранной головкой M2.5, а конструкция обеспечивает надежное крепление оптики.

Параметры модели

Модель	LBB17
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Обработка поверхности	Черное анодирование
Диаметр оптики, мм	25,4
Максимальная толщина оптики, мм	5,9

Чертеж LBB17

