

PSN1E

Высокостабильные стержни для держателей оптики



PSN1E25



PSN1E38



PSN1E50



PSN1E75



PSN1E100

Преимущества серии

- Длина 25 мм, 38 мм, 50 мм, 75 мм или 100 мм.
- Нижнее резьбовое отверстие М6, верхнее – М4.
- Изготовлены из нержавеющей стали 316L с низким коэффициентом теплового расширения.
- Два отверстия $\varnothing 2$ мм расположены рядом с монтажными отверстиями для точности установки.
- Совместимость со стержнями $\varnothing 6$ мм для каркасных систем.


Описание серии

Высокостабильные стержни OMTOOLS серии PSN1E изготовлены из нержавеющей стали марки 316L, которая обладает низким коэффициентом теплового расширения и делает всю систему более стабильной. Каждый стержень оснащен резьбой М4 сверху и М6 снизу, а также двумя центровочными отверстиями $\varnothing 2$ мм вокруг монтажных отверстий на обоих концах стержня для выравнивания и фиксации оптических держателей. Отверстие, расположенное на расстоянии 20 мм от нижней стороны с резьбой М6, может использоваться с монтажными стержнями $\varnothing 6$ мм серии PS1Z для выравнивания нескольких стержней по общей оптической оси или для точной регулировки угла наклона. Отверстия в PSN1E25 не сквозные, так как стержни короче по длине.


Отличительные параметры моделей

Модель	PSN1E25	PSN1E38	PSN1E50	PSN1E75	PSN1E100
Материал	Нержавеющая сталь 316L				
Внешний диаметр, мм	25				
Верхнее резьбовое отверстие	М4				
Нижнее резьбовое отверстие	М6				
Диаметр центровочных отверстий, мм	2				
Длина, мм	25	38	50	75	100


Чертеж PSN1E25




Чертеж PSN1E38



Чертеж PSN1E50



Чертеж PSN1E75



Чертеж PSN1E100

