

OMXB-A


Ручные вращательные платформы




OMXB40A(L/R)



OMXB60A(L/R)




OMXB80A(L/R)



OMXB90A(L/R)



OMXB100A(L/R)



OMXB125A(L/R)

Преимущества серии

- Микрометрический винты с высокой чувствительностью.
- Ультратонкий компактный дизайн.
- Совместимость с другими сериями.
- Диаметр платформы: 38/60/80/90/100/125 мм.
- Диапазон регулировки 360°.
- Диапазон тонкой настройки $\pm 5^\circ$.
- Нагрузка 1 - 5 кг.

Описание серии





Серия ручных вращательных платформ OMBX-A обладает высокой чувствительностью, которая обеспечивается роликовой муфты в конструкции и микрометрическим винтом. Ключевые параметры, такие как точность вращения, торцевое и радиальное биение, достигают наилучших значений среди ручных вращательных платформ данного класса на международном рынке. Подходят для решения задач в областях, где предъявляются высокие требования к регулировке угла вращения.

Отличающиеся параметры моделей

Модель	Диаметр платформы, мм	Положение винта	Высота платформы, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Дифференциальная шкала, '	Концентричность
OMXB40AL	38	Слева	20	1	0,1	1,44	0,03
OMXB40AR	38	Справа	20	1	0,1	1,44	0,03
OMXB60AL	60	Слева	25	3	0,3	0,92	0,03
OMXB60AR	60	Справа	25	3	0,3	0,92	0,03
OMXB80AL	80	Слева	25	4	0,52	0,67	0,04
OMXB80AR	80	Справа	25	4	0,52	0,67	0,04
OMXB90AL	90	Слева	25	4	0,62	0,61	0,04
OMXB90AR	90	Справа	25	4	0,62	0,61	0,04
OMXB100AL	100	Слева	25	4	0,72	0,56	0,05
OMXB100AR	100	Справа	25	4	0,72	0,56	0,05
OMXB125AL	125	Слева	25	5	1,2	0,46	0,05
OMXB125AR	125	Справа	25	5	1,2	0,46	0,05




Основные параметры


Материал	Доралюминий	Обработка поверхности	Черное анодировани
Привод	Микрометрический винт	Цена деления шкалы, '	5
Диапазон грубой настройки, °	360	Диапазон тонкой настройки (°)	±5
Параллелизм	0,03		






DRAWING PROJECTION					
REV	A0	OMXB40AL			
DRAWN	XBW				
DATE	2021/11/20	WEIGHT	SCALE		
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.1kg	1:1		


Чертеж OMXB40AR






DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB40AR	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.1 kg	1:1


Чертеж OMXB60AL





DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB60AL	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.3kg	1:1.5


Чертеж OMXB60AR






DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB60AR	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.3kg	1:1.5

Чертеж OMXB80AL






DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB80AL	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.52kg	1:1.5


Чертеж OMXB80AR





DRAWING PROJECTION					
REV	A0	OMXB80AR			
DRAWN	XBW				
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE		
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.52kg	1:1.5		


Чертеж OMXB90AL





DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB90AL	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/22	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.62kg	1:1.5

Чертеж OMXB90AR






DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB90AR	
DRAWN	XBW	WEIGHT	SCALE
DATE	2021/1/20	0.62kg	1:1.5
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES			


Чертеж OMXB100AL







DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB100AL	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.72kg	1:2


Чертеж OMXB100AR





DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB100AR	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.72kg	1:2

Чертеж OMXB125AL



DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB125AL	
DRAWN	XBW	WEIGHT	SCALE
DATE	2021/1/20	1.2kg	1:2
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES			

Чертеж OMXB125AR



DRAWING PROJECTION					
REV	A0	OMXB125AR			
DRAWN	XBW				
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE		
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		1.2kg	1:2		