

SXZA

Ручная вращательная платформа



Преимущества серии

- Изготовлена из алюминиевого сплава 6061T4.
- Прецизионная конструкция вала.
- В центре вращательной платформы нет светового отверстия.
- 360° разметка по окружности для точной настройки.
- Большая грузоподъемность и высокая точность.
- Отверстия на нижней поверхности и на самой платформе удобны для монтажа

Описание серии

Ручную вращательную платформу серии SXZA можно поворачивать и регулировать на 360°. Вращательная платформа оснащена прецизионной конструкцией вала, а также в ней отсутствует световое отверстие в центре. На изделии есть маркировка на 360° по окружности, что обеспечивает простую, точную настройку. Преимуществами изделия является большая грузоподъемность и высокая точность.

Параметры SXZA100

Диаметр платформы, мм	100	Диапазон тонкой подстройки, °	360
Разрешение, °	0,017	Диапазон грубой подстройки, °	-
Нагрузка, кг	15	Масса, кг	0,85
Привод	Червячный	Метод считывания	Прямой
Минимальное считывание, '	6	Цена деления, °	2

Чертеж SXZA100

