

НМВВ

Стальные оптические плиты



Преимущества серии

- Изготавливается из нержавеющей стали 304 марки.
- Сетка резьбовых монтажных отверстий М6 с шагом 25 мм.
- Матовое покрытие, демпфирующая структура.
- Плиты популярных размеров всегда в наличии на складе производителя.
- Возможно изготовление по вашим размерам.

Описание серии

Оптические плиты серии **НМВВ** используются в оптических и медицинских экспериментах, тестировании точных приборов на производстве, аэрокосмических экспериментах и других областях. Благодаря высокой жесткости и небольшой массе они позволяют повысить точность экспериментов и обеспечить надежную базу для установки различного оборудования и компонентов.

Плита представляет собой сварную пустотелую конструкцию, включающую верхнюю и нижнюю пластины, сварную внутреннюю обшивку и виброизолирующую пластину.

Плита идеально подходит для стационарной установки экспериментальных компонентов. Изготовлена из нержавеющей стали 304 марки с высокой магнитной проницаемостью. Внутренняя структура состоит из стальных пластин толщиной 4 мм, сваренных между собой, что позволяет сделать соединение между верхней и нижней панелями плиты более прочным и надежным, таким образом максимально увеличить общую жесткость конструкции.

Основные параметры

Материал рабочей поверхности	Нержавеющая сталь 304 марки	Толщина стальных пластин, мм	6
Обработка поверхности	Матовая	Толщина плиты, мм	50 – 300
Тип виброизоляции	Широкополосное демпфирование	Сетка резьбовых монтажных отверстий, мм	M6, 25 x 25
Деформация, мкм/м ²	≤2	Плоскостность поверхности, мм	≤0,1 / 600 x 600
Горизонтальное выравнивание	Угловые ножки (опционально)	Шероховатость поверхности, мкм	≤3,2

Отличающиеся параметры моделей

Модель	Размеры плиты, мм	Толщина плиты, мм
HMBV0606	600 x 600	50/80/100
HMBV075075	750 x 750	50/80/100
HMBV0906	900 x 600	50/80/100
HMBV1007	1000 x 700	50/80/100
HMBV1008	1000 x 800	50/80/100
HMBV1208	1200 x 800	50/80/100
HMBV1509	1500 x 900	100/150/200
HMBV1510	1500 x 1000	100/150/200
HMBV1512	1500 x 1200	100/150/200
HMBV1609	1600 x 900	100/150/200
HMBV1812	1800 x 1200	100/150/200
HMBV1815	1800 x 1500	100/150/200
HMBV2010	2000 x 1000	100/150/200
HMBV2012	2000 x 1200	100/150/200
HMBV2015	2000 x 1500	100/150/200

Чертеж HMBB

